


## BagPage® XR

Sac pour malaxeur avec filtre pleine page. Extra résistant

Réf. 122 425 (400 mL)



Certification :



Fabrication :



**BagPage® XR** est un sac pour malaxeur avec un filtre microperforé pleine page. La filtration est instantanée sans risque de contaminations croisées. **BagPage® XR** est extra résistant. Il a été conçu pour échantillons très durs (noix, coques, fruits de mer, terre...).

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Sac avec filtre pleine page
- Idéal pour homogénéiser des échantillons très durs ou pour des malaxages longs
- Multilayer : complexe multicouches renforcé
- 50% plus épais
- Disponible en 400 mL
- Filtre pleine page micro-perforé
- Porosité du filtre : 280 micromètres
  
- Traité par rayons Gamma 5 à 13 kGy, avec certificat
- Durée de conservation : 10 ans
- Résistant aux températures de -40°C à 80°C / -40°F à 176°F
- Conditions de stockage : dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière
  
- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Approuvé contact alimentaire – Règlement CE N° 1935/2004
- Conçu et fabriqué en France
- Conforme à une utilisation selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)

### VOLUMES

- Volume maximal pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL

### POIDS ET DIMENSIONS

- Dimensions sac : 190 x 300 mm
- Pochette de 25
- Carton de 400
- Emballage : 34 x 22 x 26 cm, poids brut : 6,70 kg