

## BagMixer® 400 W

Malaxeur d'échantillons de 400 mL

Réf. 022 230

PORTE VITRÉE  
GARANTIE  
À VIE

AMORTISSEURS  
GARANTIS  
À VIE

GARANTIE  
**3**  
ANS



Certification :



Fabrication :



Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001

**BagMixer® 400 W** malaxe efficacement tout type d'échantillons dans tous les types de sacs, sans aucun risque de contamination. Sa porte vitrée assure une homogénéisation rapide et parfaite. L'échantillon homogénéisé est représentatif de la contamination globale et prêt pour l'analyse.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox 304L
- Porte vitrée
- Volume utile : 50 - 400 mL
- Vitesse fixe (8 coups/s)
- Durée réglable (30 - 210 s ou ∞)
- **Fermeture Q-Tight® : fermeture spéciale, supprimant tout risque de fuite par le haut du sac**
- Ouverture de la porte à 270°
- Bac de sécurité
  
- Tension et fréquence d'alimentation : 110-127V~ / 220-240V~ 50-60Hz
- Fusibles : T 3,15A L 240V / T 1,25A L 240V 5x20 mm
- Puissance max : 135 W
  
- Dimensions (l x p x h) : 27 x 38,5 x 28 cm, poids : 16,6 kg
- Emballage (l x p x h) : 49,5 x 35 x 36,5 cm, poids : 18,8 kg
  
- Garantie 3 ans
- **Amortisseurs garantis à vie**
- **Porte vitrée garantie à vie**
  
- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887-1 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Fabrication CE, RoHS, WEEE - Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001
- Conçu et fabriqué en France

### LIVRÉ AVEC

- 1 bac de sécurité
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 notice simplifiée d'utilisation
- 1 pack gratuit de sacs pour malaxeurs